

AEROCASE® - Pro^{EMS} PXL1C



„Notfall-Rucksäcke XL!
Nicht nur räumlich die Größten“

Extrem strapazierfähiger Notfall-Rucksack. Entwickelt für den dauerhaften Einsatz im täglichen Rettungsdienst. Sicherer Transport der Notfalleinrichtung bei höchstmöglichem Tragekomfort.

Großzügiges und praxisbezogenes Innenraumkonzept für die übersichtliche Aufnahme umfangreicher Notfalleinrichtungen.

Bestens organisiert für ein professionelles Notfallmanagement

Maße, Gewicht & Volumen

52 x 54 x 25 cm | 5,1 | ca. 55 L



HT03-MPXL1C-R



HT03-MPXL1C-Y

„Bestens organisiert für ein
professionelles Notfallmanagement!“



Tagesleuchtgelb

- AEROTex® - Plan



Signalrot

- AEROTex® - Plan



Verarbeitungsdetails

- Griffe und Zipper in Signalfarbe
- Breite Klettstreifen für Patches
- Rundum stark fluoreszierende Reflexstreifen

AEROCASE® - ProEMS PXL1C

Ausstattungsdetails



Innenraum-Konzept für den professionellen Einsatz

Das modulare und übersichtliche Innenraumkonzept sorgt für eine sichere und gut organisierte Unterbringung umfangreicher Notfallausstattungen:

- Aufklappbare Front und Mittelwand mit zahlreichen nützlichen Fixierschlaufen und Fächern
- Strukturierter, zweigeteilter Innenraum
- Integrierte Sauerstoff-Flaschenhalterung für: 0,8 L | 1 L | 2 L O₂-Flaschen
- Robuste Fixierschlaufen (Qualität A):
 - Hauptfach
 - Mittelwand
 - Rahmen (innen umlaufend)
 - Fronttasche unten



Dokumentenfach

- Für Unterlagen inkl. Klemmbrett

3 Seitentaschen

- Für z.B. Blutdruckmessgerät | Stethoskop | Kanülenbox etc.



2 Fronttaschen

- Innenliegende Fixierschlaufen
- Großzügiges Platzangebot für großes Ampullarium | Intubations-Set etc.

„Perfekt ausgestattet für jede Art von Einsatz!“

Bequemer Transport

- Ergonomische Griffe mit verstärktem Kern
- Vertikal und Horizontal tragbar
- Gepolsterte Rückentragegurte
- Schnellverschlussgurte - Fixierung am Bauch



- Staufach für Rückentragegurte

Optimaler Schutz

- Strapazierfähiges AEROTEX® - Plan
- Rundum gepolsterter Korpus
- Geschützter Bodenbereich
 - Wannenförmig hochgezogen
 - 7 robuste Kunststoff-Pyramidenfüße



Individuelle Organisation

- 7 Modultaschen in verschiedenen Größen
- Klarsichtfenster und Klarsichtfach
- Mit Befestigungsösen



