


PM-60 OxiFlex Tragbares Pulsoximeter

499,- €

zzgl. 19 % MwSt
zzgl. Versand



Allgemeines

Maße: 120 x 30 x 30 mm

Gewicht: 300 g

Display 2,4" LCD-Bildschirm

Modi: Erwachsene, Pädiatrisch, Neonatal

Pitch-Ton

Akustische und visuelle Alarmer

Trendaufzeichnung bis zu 26. Std.

Spot-Check - 99 Patienten, 4000 Datensätze

Pulsoximetrie

SpO2 Sensor: Mindray

Sättigungsbereich: 0 - 100%

Reaktionszeit; schnell, normal, langsam

Pulsfrequenz

Messbereich 18 - 300 bpm

Reaktionszeit 7, 9, 11 sek.

Plethysmogramm-Kurve

Energieversorgung

Lithium-Ion Akku bis 24 Std. (optional)

3 AA Batterien bis 36 Std.

Ladestation (optional)

Automatisches Standby

Schnittstellen

Infrarot Schnittstelle für Echtzeit-Datentransfer

Serielle Schnittstelle über COM-Port

Externe Stromversorgung DC,5V

Zubehör

Ladestation inkl. Li-Ion-Akku

Bettenhalterungs-Set

Daten Management Software für PC

Tragetasche

Schutzhülle

NOFAMED